

# Significado de los Indicadores de Luz Exocool

## Intermitente Verde

Exocool se encuentra en su temperatura óptima y está listo para su uso

## Intermitente Azul

El dispositivo está demasiado frío para ser utilizado y puede haber riesgo de quemadura. Espere hasta que la luz se torne verde

## Intermitente Rojo

No es lo suficientemente frío para anestésiar. Manténgalo en el congelador a  $-12^{\circ}\text{C}$  para tenerlo listo para su uso.

## MANUAL DE EMPLEO

## Las inyecciones indoloras están al alcance de la mano con Exocool



Tamaño (mm)	160 alt. x 44 anch. x 36 $\varnothing$	Vida del producto	1500 usos bajo condiciones ideales de uso
Peso	120 g	Material	Plástico ABS de Grado Médico Virgen y Aleación de aluminio de Grado Médico
Rango de Temperatura	de $-20^{\circ}\text{C}$ hasta $50^{\circ}\text{C}$	Ratio Disminución Enfriamiento (con tapa)	$0,5^{\circ}\text{C}$ por minuto a temperatura ambiente ( $27^{\circ}\text{C}$ ).
Duración de la aplicación	4-6 segundos Piel sensibles 8-10 segundos Piel normales	Ratio Disminución Enfriamiento (sin tapa)	$0,7^{\circ}\text{C}$ por minuto a temperatura ambiente ( $27^{\circ}\text{C}$ ).
Indicador de luz	Verde, Rojo, Azul	Temperatura aconsejable de uso	Por debajo de $-12^{\circ}\text{C}$
Batería	2500 <sup>+</sup> usos	Tiempo mínimo de enfriamiento (Después de la luz roja)	30-45 minutos Por debajo de $-12^{\circ}\text{C}$



### Manufactured by:

Camex Wellness Limited  
Plot No. 16, 17, Akshar Ind. Park,  
Opp. Zydus Cadila Healthcare,  
Chancharwadi, Changodar  
Ahmedabad—382213 Gujarat, India.  
info@exocool.in | www.exocool.in

### Europecert Certifications Services

Alstr. 97, 41063 Mönchengladbach, Germany  
Phone: +49 (0) 2161 990 8831  
Email: Support@europecert.eu  
Website: www.europecert.eu

# EXOCOOL

## Generalidades del producto

Con Exocool, di adiós al miedo, al dolor y a la incomodidad del pinchazo de las agujas de las inyecciones. Su mecanismo de anestesia criogénica adormece el área de aplicación durante 8-10 segundos, convirtiendo de esta forma la inyección en un trámite prácticamente indoloro.

**Exocool** está pensado para ser usado en varias aplicaciones mediante pediatras, en tratamientos de estética, por laboratorios de análisis, clínicas y también en el propio domicilio. Todo lo que necesita hacer es congelarlo, aplicarlo en la zona del pinchazo y seguidamente inyectar.

Fácil de Usar	Acción Rápida	Múltiple Aplicaciones
Aplicación Precisa	Sin reacciones adversas	Más comodidad

## Advertencia

- No desmonte / saque/ separe la punta de metal del cuerpo del dispositivo.
- Exocool ha sido diseñado para 1500 usos. Una vez la vida del producto ha terminado, deséchelo como un producto médico. No intente romper el cuerpo del dispositivo para abrirlo.
- No utilice el dispositivo para otra aplicación que no sea la prevención del dolor causado por las agujas de las inyecciones.
- Este dispositivo esta hecho para uso externo únicamente para adultos o niños y bebés bajo la supervisión de un adulto.

Fecha Primera Impresión: 21 – Enero -2021

Fecha Primera Revisión: 19 - Agosto - 2021

Fecha Segunda Revisión: 3 - Septiembre - 2021

## Como Usar Exocool

Para usar Exocool, saque el dispositivo de la caja. A continuación quite la tapa e introduzca el dispositivo y la tapa por separado en el congelador.

FOTO

01.

Saque el dispositivo del congelador. Fije la tapa en el dispositivo para prolongar su efectividad a temperatura ambiente. El nuevo Exocool viene con una funda de goma sobre el metal. Retire la funda y deséchela, su uso es proteger la punta del metal antes de su primer uso.

Foto

02.

Antes de usar, compruebe si el dispositivo esta listo presionando el botón del extremo.

**Si la luz es azul**— Indica que el dispositivo está demasiado frío para ser usado y que hay riesgo de crio-quemadura. Mantenga el dispositivo fuera del congelador durante unos minutos y espere a que la luz se torne verde.

**Si la luz es roja**—Indica que el dispositivo necesita más enfriamiento para poder ser empleado. Manténgalo en el congelador algún tiempo más.

**Si la luz es verde**—El dispositivo se encuentra a temperatura óptima y está listo para su uso.

Foto

03.

Pase un paño o un algodón con alcohol de 70° (isopropílico) en la punta del metal y en el área de la piel donde será aplicada la inyección.

Foto

04.

Una vez pasado el algodón, deposite una gota de alcohol, isopropílico, gel, etc. en la punta del metal. Aplique Exocool en la zona donde se vaya a administrar la inyección. Esta operación ayuda a prevenir de quemaduras

Foto

05.

Administrar la inyección dentro del área de adormecimiento para una experiencia indolora.

Foto

06.

Desinfecte la punta del metal de nuevo, coloque por separado el dispositivo y la tapa de nuevo en el congelador hasta su próximo uso.

Símbolo

Descripción

Marca CE

No utilizar si el envase se encuentra abierto o dañado

Proteger de los rayos de sol directos

Precaución, consulte la documentación adjunta.

Consultar el manual de empleo

Símbolo

Descripción

